

10%含量 1 克泡腾片适用范围

消毒对象	配制方法（片/吨）	消毒时间（min）
饮用水	1	≥30
游泳池水	2	10-30
工业循环水	5	---
医院疫区	50	20-30
污水粪便	20	≥60
水产业清塘	30	四天
水产业预防	3	三-四天
水产业治疗	5	持续一周
消毒对象	配制方法（片/升）	消毒时间（min）
非金属餐具	1	10-30
种子杀菌消毒	0.5	30
蚕室消毒	0.05	30
重污染医疗器械	5	30
白色衣物及床单	3	30
公共场所	1	30
非金属医疗器械	1	30

镇江宝能化工有限公司

二氧化氯泡腾片 TDS